

細胞の入手	凍結ストックの作製
<input type="checkbox"/> 細胞名	<input type="checkbox"/> 凍結保存液
<input type="checkbox"/> 細胞の由来組織	<input type="checkbox"/> 凍結日
<input type="checkbox"/> 細胞の入手先	<input type="checkbox"/> 細胞数, 生存率
<input type="checkbox"/> 細胞の入手日	<input type="checkbox"/> 液体窒素タンクへの移動, 保管場所
<input type="checkbox"/> バイアル中の細胞数と生存率	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> バイオセーフティーレベル	<input type="checkbox"/>
培地などの準備	その他
<input type="checkbox"/> 基礎培地	<input type="checkbox"/> 細胞認証試験
<input type="checkbox"/> 血清	<input type="checkbox"/> マイコプラズマ汚染検査
<input type="checkbox"/> 添加因子	<input type="checkbox"/> ウイルス
<input type="checkbox"/> PBS, 細胞剥離液	<input type="checkbox"/> 表面抗原
<input type="checkbox"/> 培養容器のコーティング	<input type="checkbox"/>
培養	
<input type="checkbox"/> 増殖 (有限・無限)	
<input type="checkbox"/> 細胞の形態 (接着・浮遊・半浮遊・凝集)	
<input type="checkbox"/> 継代の方法 [剥離液・ピペッティング・simple dilution (希釈)・その他]	
<input type="checkbox"/> 培養時の細胞密度	
<input type="checkbox"/> 継代時の split ratio	

確認した項目には を入れましょう