

正誤表・更新情報


本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2014年2月12日）

■第1刷（2014年1月20日発行）の修正箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
基礎編					
34	図3		画像2の横軸「FSC-A」を「FSC-H」に、画像3の縦軸「SSC-A」を「SSC-W」に訂正	下記※3 参照	14/02/12
実践編 ソーティング					
132	「おわりに」から6行目	30分程度でソーティングが可能である。	15分程度でソーティングが可能である。		14/01/23
177	図2	CD150-BV450	CD150-BV421	下記※1 参照	14/01/23
付録					
272	■セルソーター 表	下記※2を参照			14/01/24

図表

※1



※2 下記が正しい表となります。赤色の枠で囲った部分の訂正をお願いいたします。

Union Biometrica	COPAS	COPAS Software	3	3
	BioSorter	FlowPilot or FlowPilot-Pro	4	3
オンチップ・バイオテクノロジーズ	On-chip Sort	専用ソフトウェア	3	6

