

索引

Index

■ 欧文

- ABCD 10
CRPS 28
i-gel® 116
Jacoby 線 93
Japan Coma Scale 11
JCS 11
McGRATH™ MAC 114
Monteggia 骨折 207
RICE 202
Trendelenburg 体位 73
X線の読み方 199
Y字管 47
Z-tract 法 79
Z刺入法 79

■ 和文

あ

- アイ・ジェル® 116
アナフィラキシーショック 193
アルフェンスシーネ 211
アルミスプリント 211

い～え

- 胃管挿入 132
胃洗浄 132, 137
一時導尿 119
ウレタン付き金網副子 212
エアウェイスコープ 114

- エコーガイド下内頸静脈穿刺 58

か

- 外傷 198
外筒 55, 56
カテーテル留置 119
肝血管腫 165
肝臓 164

き

- 気管挿管 101, 109
気管挿管困難時のアルゴリズム 115
気管チューブ 101, 103
基節骨骨折 214
気道確保 101, 109
機能的肢位 214
救急カート 10
救急対応のいろは 11
胸腔ドレーン 124
胸水穿刺 82
局所浸潤麻酔 184
局所麻酔 179, 183
局所麻酔薬 191
局所麻酔薬アレルギー 192
局所麻酔薬中毒 192
局所麻酔薬の極量 179
筋肉内注射 39

く

- 駆血帯 29
クランプテスト 125
クレンメ 44

け

- 経口気管挿管 102

- ゲイン 170
血管確保 52
血管穿刺部位 54

こ

- 喉頭鏡 102
喉頭展開 101, 106
骨折 197, 203, 210
骨盤骨折 204
コンパートメント症候群 210, 215

さ

- 採血 27
鎖骨下静脈穿刺 69
鎖骨上穿刺 69
酸素ボンベ残圧の簡易推定法 22
三方活栓 45, 46

し

- 四肢外傷 210
シーネ固定 210
上気道閉塞 101
上部消化管内視鏡検査 139
静脈血採血 28
静脈内注射 40
静脈内留置針 52
食道挿管 107
心エコー 146
滲出性胸水 82
腎臓 166

す

- 水硬性ファイバーグラスプリント 212, 215
脾体部 165
脾尾部 165

せ		と	ま	
<p>スコープ操作 139</p> <p>スタイルット 103, 113</p> <p>スニッフィング・ポジション 103</p>		<p>導尿 119</p> <p>動脈血採血 34</p> <p>ドレッシング 177</p> <p>ドレーン抜去 125</p>	<p>膀胱瘻造設 122</p> <p>傍脊柱法 98</p> <p>膨隆疹 38</p>	
そ		な	イ	
<p>正中法 96</p> <p>声門上工アウェイ 109</p> <p>脊椎圧迫骨折 205</p> <p>前酸素化 101</p> <p>穿刺 27, 48, 75, 82</p> <p>穿刺血管 47</p>		<p>内頸静脈穿刺 68</p> <p>内視鏡 139</p> <p>内視鏡トレーニング 141</p> <p>内筒 55, 56</p>	<p>麻酔・救急研修 10</p> <p>マッキントッシュ型喉頭鏡 103</p> <p>末梢血管確保 52</p> <p>末梢静脈確保 42, 47</p>	
た		は	よ	
<p>総胆管 163</p> <p>総胆管結石 164</p>		<p>破傷風予防 181</p> <p>パッグマスク法 104</p> <p>針刺し事故 41</p> <p>バルサルバ法 125</p>	<p>腰椎穿刺 90</p> <p>翼状針 34</p>	
ち		ひ	ら	
<p>注射 27, 36</p> <p>中心静脈(CV)カテーテル 58</p> <p>中心静脈カテーテル 67</p> <p>中心静脈穿刺 58, 67</p> <p>中節骨骨折 214</p> <p>超音波 162</p>		<p>皮下注射 38</p> <p>脾臓 166</p> <p>ビデオ喉頭鏡 114</p> <p>皮内注射 37</p> <p>皮膚穿刺部位 54</p> <p>ピン針 43</p>	<p>ラリンジアルマスク 116</p>	
て		ふ	り	
<p>伝達麻酔 186</p> <p>点滴 42</p> <p>点滴筒 44, 45</p>		<p>複合性局所疼痛症候群 28</p> <p>腹腔穿刺 75</p> <p>副子 211</p> <p>腹部エコー 162, 167</p>	<p>留置針 42</p> <p>良肢位 214</p>	
へ・ほ		ろ	わ	
		<p>閉鎖式輸液ライン 43</p> <p>膀胱穿刺 122</p>	<p>漏出性胸水 82</p> <p>若木骨折 201</p>	